

Entdecken Sie unsere Implant Stability **Solutions**



Ihre erste Wahl für die Implantatstabilität **Osstell Beacon**



Osstell Beacon ermöglicht eine präzise und effiziente Ermittlung der Implantatstabilität und ist damit die ideale Wahl für moderne zahnärztliche Praxen. Mit der intuitiven Ampelfunktion und der Implantatstabilitätsmessung in Echtzeit liefert das Gerät nützliche Einblicke als Grundlage für fundierte klinische Entscheidungen und die Behandlungsplanung.

Noch komfortabler wird Osstell Beacon durch **OsstellConnect**, eine kostenlose Cloud-Plattform, die wertvolle datengestützte Einblicke generiert und auf diese Weise die Arzt-Patienten-Kommunikation verbessert sowie die Dokumentation vereinfacht.

MEHR ERFAHREN >



NIEDRIGE STABILITÄT **MITTLERE STABILITÄT**



Sie suchen eine
einfache Alternative?

Wir stellen vor: Osstell Classic

Für zuverlässige Messungen der Implantatstabilität
ohne Zusatzfunktionen bietet sich Osstell Classic als
praktische und unkomplizierte Lösung an.

Das Gerät ermöglicht anhand der evidenzbasierten RFA-
Technologie von Osstell eine objektive, nichtinvasive
Beurteilung der Implantatstabilität als Grundlage für die
klinische Entscheidungsfindung.



MEHR ERFAHREN >



Verbesserter Workflow

in Kombination mit Implantmed von W&H

Einen noch besseren Workflow erreichen Sie, wenn Sie Osstell Beacon mit Implantmed Plus von W&H kombinieren. In diesem Fall kann der ISQ-Wert auf dem Implantmed Plus-Display angezeigt werden, was die Implantatbehandlung optimiert. Osstell Classic kann ebenfalls in Kombination mit Implantmed Plus verwendet werden und ermöglicht zuverlässige Messungen der Implantatstabilität auch ohne Anschlussmöglichkeit.

MEHR ENTDECKEN >



Ihr Kompass für die Zahnarztpraxis von morgen

Erfolgreiche Behandlungen durch perfektes Zusammenspiel von Oralchirurgie & Implantologie.



HAND- UND WINKELSTÜCKE

Optimale Ausleuchtung der Behandlungsstelle für perfekte, präzise Behandlungsergebnisse.



OSSTELL® IMPLANT STABILITY SOLUTIONS™

Bessere Vorhersagbarkeit sowie verbesserte Implantatbehandlung und Arzt-Patienten-Kommunikation mit Beacon, SmartPegs und OsstellConnect.




PIEZOMED PLUS UND CLASSIC MODUL

Piezochirurgie und Implantologie kombiniert in einem Gerät.



ELEKTROMOTOR

Besonders klein und erstaunlich leicht – für ermüdungsfreies Arbeiten mit verschiedenen Motorvarianten.



DOKUMENTATIONSFUNKTION

Mehr Qualität bei Implantatbehandlungen und der Arzt-Patienten-Kommunikation mithilfe von Daten.



KABELLOSE ODER KABELGEBUNDENE FUSSSTEUERUNG

Steuerung von Implantmed Plus und Piezomed Modul mit nur einer Fußsteuerung.

Merkmale auf einen Blick

Merkmal	Osstell Beacon	W&H Osstell Classic
Überwachung der Osseointegration & Ermittlung der Implantatstabilität	✓	✓
Osstell-Technologie – vom stetigen Innovator und Erfinder der Technologie	✓	✓
Evidenzbasierte ISQ-Skala auf der Basis von über 1.500 wissenschaftlichen Studien (bei Verwendung mit Osstell SmartPegs)	✓	✓
Symbolgeführtes Protokoll für ISQ-Messungen in bukkal-lingualer (BL) und mesial-distaler (MD) Richtung	✓	✓
Anzeige der aufgezeichneten bukkal-lingualen und mesial-distalen ISQ-Messungen am Display	✓	
Ampelanzeige (rot, gelb, grün) zur leicht verständlichen Darstellung der Diagnoseergebnisse	✓	
Cloud-basierte Lösung für die Behandlungsplanung und Kommunikation, Einblicke kostenlos inbegriffen	OsstellConnect	
Kabellose Verbindung zur präzisen, automatischen Erfassung und Dokumentation der ISQ-Messungen in OsstellConnect	✓	
Anschlussmöglichkeiten an den Implantologiemotor und proprietäre Software für ISQ-Messungen nur mit dem Motor für einen optimierten digitalen Workflow	W&H Implantmed Plus	
Kabellose Anschlussmöglichkeiten an andere Geräte	✓	
SmartPegs	Für den Einmalgebrauch, Aluminium	
Ein/Aus	Bewegungssensor	Taste
Akkutyp	Lithium-Ionen	
Akkulaufzeit bei kontinuierlichen Messungen	Über 12 Stunden	
Garantie	2 Jahre	1 Jahr

Abb. Symbolfotos. Zusatzausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

20589 ADT Rev. 000 / 04.04.2025
Änderungen vorbehalten

Osstell AB

Stampgatan 14, 411 01 Gothenburg, Sweden
Phone +46 31 340 82 50
info@osstell.com | www.osstell.com