

SmartPeg originali di Osstell

Ora disponibili anche in
versione riutilizzabile



SmartPeg **monouso**
SmartPeg **riutilizzabile**

Affidati al valore misurato

L'unico valore vero

Gli SmartPeg fanno parte dell'originale concetto ISQ di Osstell e utilizzano il collaudato metodo RFA per misurare la stabilità implantare. Scopri la differenza che possono fare valori ISQ affidabili e perché gli SmartPeg sono la scelta di fiducia degli odontoiatri in tutto il mondo.

Perché scegliere gli SmartPeg di Osstell?

La scala ISQ originale. La più documentata.

Osstell è l'ideatrice della scala ISQ, la soluzione per la misurazione della stabilità implantare più convalidata clinicamente al mondo.



Scopri gli SmartPeg riutilizzabili disponibili

Gli SmartPeg sono inizialmente disponibili in versione riutilizzabile per sistemi implantari selezionati. La disponibilità è soggetta all'approvazione del mercato locale. Scansiona il QR o visita la pagina osstell.com/news/find-theavailable-reusable-smartpegs/ per visualizzare l'elenco aggiornato degli SmartPeg riutilizzabili disponibili.



Non sei sicuro di quale SmartPeg sia adatto al tuo impianto?

Usa il nostro tool online "**Trova il tuo SmartPeg**" per individuare il Type e la versione di SmartPeg più adatti al tuo sistema implantare.



Le caratteristiche e i vantaggi principali in breve



Realizzati in
alluminio



Protegge
la delicata
connessione
implantare



Basati sulla
tecnologia ISQ
originale



Offre **sicurezza**
e **flessibilità**



Convalidati
scientificamente



Garantisce un'elevata
affidabilità dei
risultati di misurazione



Sicurezza ad ogni
misurazione



Assicura
un'elevata certezza
diagnostica



Caratteristiche



Vantaggi



Due varianti

Un'unica soluzione
comprovata

SmartPeg monouso o riutilizzabile:
a te la scelta. Massima flessibilità, con
la stessa precisione ISQ e senza tabelle
di conversione.

SmartPeg monouso

Fornito sterile
e pronto all'uso

Per i clinici che preferiscono una soluzione
monouso, lo SmartPeg monouso rimane
la scelta più semplice e immediata, poiché
viene fornito sterile e pronto all'uso.
L'ampia copertura globale di sistemi
implantari offre la massima flessibilità, con
centinaia di soluzioni compatibili disponibili.

Caratteristiche principali:

- › Fornito sterile e pronto all'uso
- › Elimina ogni rischio di errore durante
il ricondizionamento
- › Ampia copertura globale di sistemi
implantari grazie a Osstell

SmartPeg riutilizzabile

Fino a 20 cicli di ricondizionamento convalidati

La stessa comprovata accuratezza ISQ. Il nuovo SmartPeg riutilizzabile
è realizzato nello stesso materiale in alluminio della versione sterile
monouso, assicurando piena continuità con l'ampia documentazione
clinica a supporto del metodo ISQ originale.

Caratteristiche principali:

- › Fino a 20 cicli di ricondizionamento
convalidati
- › Accuratezza ISQ identica a quella
dello SmartPeg sterile monouso
- › Marcatura laser con versione e
numero di lotto per un'identificazione
univoca
- › Magnete nero per un facile
orientamento durante la misurazione
e una chiara distinzione dalla versione
sterile monouso
- › Rivestimento protettivo della superficie
per prestazioni durature

REUSABLE

La tua scelta premium per la stabilità implantare **Osstell Beacon**

Osstell Beacon offre una valutazione della stabilità implantare precisa ed efficiente, rendendolo la scelta ideale per gli studi dentistici moderni. Grazie alla sua intuitiva guida a semaforo e alle misurazioni in tempo reale della stabilità degli impianti dentali, fornisce informazioni preziose per supportare decisioni cliniche consapevoli e guidare la pianificazione del trattamento.

Per una praticità ancora maggiore, Osstell Beacon include **OsstellConnect**, una piattaforma cloud gratuita che offre preziose analisi dei dati, una migliore comunicazione con il paziente e una documentazione semplificata.



Stai cercando una soluzione semplice? **Osstell Classic è proprio quello che fa al caso tuo**

Osstell Classic rappresenta una soluzione pratica e intuitiva per eseguire misurazioni affidabili della stabilità dell'impianto senza necessità di funzioni aggiuntive. Grazie alla tecnologia RFA basata sulle evidenze di Osstell, fornisce valutazioni oggettive e ripetibili della stabilità, a supporto del processo decisionale clinico.



La chiave per il futuro degli studi dentistici

La guida chirurgica di W&H ti accompagna attraverso le singole fasi del trattamento in chirurgia orale e implantologia, dalla diagnosi, al trattamento, fino alla documentazione finale.



Le tecnologie digitali stanno rivoluzionando il trattamento odontoiatrico. Con l'integrazione ottimale di dispositivi, software e processi digitali, W&H supporta gli utenti nel rendere ogni fase del trattamento efficiente, sicura e orientata al paziente. I prodotti W&H lavorano in perfetta sinergia, sono interconnessi e si completano reciprocamente.

Confronto tra SmartPeg **monouso** e **riutilizzabili**

Specifica	SmartPeg monouso	SmartPeg riutilizzabile
Gestione:	Sterile, pronto all'uso	Non sterile, richiede pulizia e sterilizzazione convalidate
Rifiuti:	Maggiore quantità di rifiuti nel tempo	Minore quantità di rifiuti nel tempo
Procedura operativa:	Uno SmartPeg per sessione di trattamento	Più sessioni di trattamento, fino a 20 volte
Precisione ISQ:	Qualità costante	Qualità costante
Gamma di prodotti:	Assortimento completo	Per tutte le principali marche di impianti
Imballaggio:	Confezione da 5, in blister	Confezione da 1, involucro in plastica
Data di scadenza:	5 anni	Nessuna data di scadenza
	Non sei sicuro di quale SmartPeg sia adatto al tuo impianto? Usa il nostro tool online " Trova il tuo SmartPeg " per individuare il Type e la versione di SmartPeg più adatti al tuo sistema implantare.	



Produttore:

Osstell AB
 Stampgatan 14
 411 01 Göteborg, **Sweden**
t +46 31 340 82 50
 info@osstell.com
osstell.com

Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.
 Via Bolgara, 2
 24060 Brusaporto (BG), **Italia**
t +39 035 6663911
f +39 035 0662504
 office.it@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
 Industriepark 9
 8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
 info.ch@wh.com
wh.com