

Osstell純正 SmartPeg

再使用可能タイプも新登場



単回使用SmartPeg
再使用可能SmartPeg

測定値への信頼 唯一の真の値

SmartPegは、実績あるRFA法を用いたインプラント安定性測定を可能にする、Osstell独自のISQ技術の一部です。信頼性の高いISQ値がもたらす違い、そしてSmartPegが世界中の歯科医に選ばれている理由をご確認ください。

Osstellの SmartPegが 選ばれる理由

ISQスケールの開発元。 最も多くのエビデンス。

OsstellはISQスケールの開発元であり、インプラント安定性測定において、世界で最も臨床的に検証されたソリューションを提供しています。



適切な再使用可能SmartPegの選択
SmartPegは現在、一部のインプラントシステム向けに再使用可能タイプが提供されています。提供可否は各市場の承認状況により異なります。QRコードを読み取るか、osstell.com/news/find-the-available-reusable-smartpegs/にアクセスして、現在利用可能な再使用可能SmartPegの一覧をご確認ください。



お使いのインプラントに適合するSmartPegが分からない場合
オンラインツール「**Find my SmartPeg**」を使用すると、インプラントシステムに適合するSmartPegのタイプおよびバージョンを特定できます。



主な特長と メリット(一覧)



アルミニウム
製



精密で繊細なインプラント
接続部を**保護**



独自の**ISQ技術**に
基づく設計



信頼性と
柔軟性を実現



科学的に
検証済み



測定結果の高い
信頼性を確保



確かな信頼
をあらゆる測
定で実現



高い**診断**
確実性を提供



特長



メリット



2つのバージョン 実証された1つのソリューション

滅菌済みの単回使用SmartPeg、または再使用可能SmartPeg。選択はあなた次第です。ISQ精度は同等で、用途に応じて柔軟に選択できます。いずれの場合も換算表は不要です。

単回使用SmartPeg 滅菌済み、すぐに使用可能

ディスプレイ製品を採用する歯科医にとって、単回使用SmartPegは最もシンプルな選択肢です。滅菌済みで供給され、開封後すぐに使用できます。多様なインプラントシステムに対応しており、世界中の数百のインプラントシステムに適合する高い柔軟性を提供します。

主な特長

- › 滅菌済みで供給され、すぐに使用可能
- › 前処理に伴うエラーのリスクを排除
- › 幅広いインプラントシステムに対応 (Osstellのグローバル対応)

再使用可能SmartPeg 最大20回の検証済み前処理サイクル に対応

実証済みのISQ精度は同等です。新しい再使用可能SmartPegは、滅菌済みの単回使用タイプと同じアルミニウム素材を使用しており、独自のISQ測定法を裏付ける豊富な臨床エビデンスとの整合性を確保しています。

主な特長

- › 最大20回の検証済み前処理サイクルに対応
- › ISQ精度は滅菌済み単回使用SmartPegと同等
- › タイプおよびLOT番号をレーザーマーキングで明確化
- › 黒色磁石により測定時の位置合わせが容易で、滅菌済み単回使用タイプと明確に識別可能
- › 表面保護コーティングにより耐久性を向上

REUSABLE

インプラント安定性のための最高の選択肢 Osstell Beacon

Osstell Beaconは、インプラント安定性を精密かつ効率的に評価できるため、現代の歯科診療を行う上で理想的な選択肢となります。赤、黄、緑のライト表示を用いた直感的なガイダンスとリアルタイムの歯科インプラント安定性測定を通じて、臨床判断をサポートし、治療計画の指針となる貴重な知見を提供します。

さらに利便性を高めるために、Osstell Beaconには無料のクラウドベースプラットフォームの**OsstellConnect**が含まれており、貴重なデータの分析、患者様とのコミュニケーション向上、簡素化された文書管理が可能になります。



ベーシックな選択肢をお探しですか？ Osstell Classicをご紹介します

余分な機能を省き、信頼性の高いインプラント安定性測定を実現するOsstell Classicは、実用的かつシンプルなソリューションを提供します。エビデンスに基づくOsstellのRFA技術を活用し、客観的かつ再現性の高い安定性評価を提供することで、臨床判断を支援します。



口腔外科の未来への羅針盤

W&H Oral Surgery Compassは、口腔外科およびインプラント治療における各ステップをガイドする実用的なツールです。診断から治療、最終的な記録までの一連の流れをサポートします。



デジタル技術の進展により、歯科治療は大きく進化しています。機器、ソフトウェア、およびデジタルプロセスを最適に統合することで、W&Hは治療の各ステップを効率的かつ安全に、そして患者中心に実施できるよう支援します。W&H製品は相互に連携し、互いを補完し合うよう設計されています。

単回使用可能SmartPegと 再使用可能SmartPegの比較

項目	単回使用SmartPeg	再使用可能SmartPeg
取扱い	滅菌済み、すぐに使用可能	未滅菌。洗浄・滅菌(検証済み)が必要
廃棄物	使用ごとに発生	長期的に削減
ワークフロー	処置ごとに1個使用	最大20回まで使用可能
ISQ精度	一貫した精度	一貫した精度
対応範囲	すべての主要インプラントブランドに対応	主要インプラントブランドに対応
包装	5個入り(プリスター)	1個入り(プラスチックスリーブ)
使用期限	5年	使用期限なし



お使いのインプラントに適合するSmartPegが分からない場合
 オンラインツール「[Find my SmartPeg](#)」を使用すると、インプラントシステムに適合するSmartPegのタイプおよびバージョンを特定できます。



製造業者：

Osstell AB
 Stampgatan 14
 411 01 Göteborg, **Sweden**
 電話 +46 31 340 82 50
 info@osstell.com
osstell.com

製造販売業者：

白水貿易株式会社
 〒 064-0824 札幌市中央区北4条西 20 丁目 2 番 1 号 Nord420 BLD 1F ☎ (011) 616-5814
 〒 101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-11 千代田小川町クロス 12F ☎ (03)5217-4618
 〒 464-0075 名古屋市千種区内山 3-10-17 今池セントラルビル 2F ☎ (052) 733-1877
 〒 532-0033 大阪市淀川区新高 1-1-15 ☎ (06) 6396-4400
 〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-18-30 八重洲博多ビル 5F ☎ (092) 432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>