

Osstell 정품 SmartPegs

이제 재사용 가능한
버전으로도 제공됩니다



일회용 SmartPeg
재사용 가능한 SmartPeg

측정값을 신뢰하십시오 진정한 가치는 단 하나입니다

SmartPeg는 임플란트 안정성을 측정하기 위해 검증된 RFA 방법을 사용하는 Osstell ISQ의 원래 개념의 일부입니다. 신뢰할 수 있는 ISQ 값이 만들어내는 차이를 확인하고, SmartPeg가 전 세계 임상 의들에게 신뢰받는 선택인 이유를 알아보십시오.

왜 Osstell SmartPeg를 선택해야 하나요?

원본 ISQ 척도.
가장 문서화됨.

Osstell은 임플란트 안정성을 측정하기 위한 세계에서 가장 임상적으로 검증된 솔루션인 ISQ 척도의 창시자입니다.



사용 가능한 재사용 SmartPeg를
찾습니다

SmartPeg은 일부 임플란트 시스템에 대해 재사용 가능한 버전으로 먼저 제공됩니다. 현지 시장 승인 여부에 따라 제공 여부가 달라질 수 있습니다. QR 코드를 스캔하거나 osstell.com/news/find-the-available-reusable-smartpegs/를 방문하여 현재 사용 가능한 재사용 SmartPeg 목록을 확인하십시오.



어떤 SmartPeg이 귀하의 임플란트에
적합한지 잘 모르시겠습니까?

온라인 도구 **Find my SmartPeg**를 사용하여 귀하의 임플란트 시스템에 적합한 SmartPeg 유형 및 버전을 확인하십시오.



주요 기능 및 장점을 한눈에 보기



알루미늄으로
제작됨



정밀하고 민감한
임플란트 연결부를
보호하는



ISQ 기술



기존 ISQ 기술을
기반으로



과학적으로
검증된



측정의 높은
신뢰성을 위해



모든 측정에서의
신뢰성



높은
경우



기능



이점



두 가지 버전 하나의 검증된 솔루션

멸균 일회용 또는 재사용 SmartPeg.
선택은 당신에게 달려 있습니다.
동일한 ISQ 정확도를 유지하면서 변환
표 없이 완전한 유연성을 제공합니다.

일회용 SmartPeg 멸균 상태로 공급되며, 바로 사용할 수 있습니다

일회용 솔루션을 선호하는 임상에게는,
멸균 상태로 제공되어 바로 사용할 수
있는 일회용 SmartPeg가 가장 간편한
선택입니다. 전 세계 다양한 임플란트
시스템을 폭넓게 지원하여 수백 개의
임플란트 시스템에 대해 최대한의
유연성을 제공합니다.

주요 특징:

- > 무균 상태로 공급되며 바로 사용 가능합니다
- > 재처리 오류의 위험을 제거합니다
- > 임플란트 시스템과 함께하는 Osstell의 전 세계적인 폭넓은 적용 범위

재사용 가능한 SmartPeg 최대 20회의 검증된 재처리 사이클

동일하게 검증된 ISQ 정확도. 새로운 재사용 SmartPeg는
기존 멸균 일회용 버전과 동일한 알루미늄 소재로
제작되어, 기존 ISQ 방법을 뒷받침하는 광범위한 임상
문서와의 완전한 연속성을 보장합니다.

주요 특징:

- > 최대 20개 검증된 재처리 사이클
- > 멸균 일회용 SmartPeg과 동일한 ISQ 정확도
- > 레이저 마킹된 타입 및 LOT 번호로 명확하게 식별 가능
- > 방향과 구별이 용이하도록 코팅된 검정 자석
- > 내구성 있는 성능을 위한 보호 표면 코팅



임플란트 안정성을 위한 프리미엄 선택 Osstell Beacon

Osstell Beacon은 정확하고 효율적인 임플란트 안정성 평가를 제공하여 현대 치과 진료에 이상적인 선택입니다. 직관적인 트랙픽 구성으로-빛 유도와 실시간 치과 임플란트 안정성 측정을 통해, 임상적인 판단과 치료 계획 수립을 지원하는 데 유용한 통찰력을 제공합니다.

더욱 향상된 편의를 위해 Osstell Beacon에는 **OsstellConnect** 포함되어 있습니다. 이는 귀중한 데이터 인사이트, 향상된 환자 소통, 간소화된 문서화를 제공하는 무료 클라우드 기반 플랫폼입니다.



기본 옵션을 찾고 계신가요? Osstell Classic을 만나보세요

신뢰할 수 있는 임플란트 안정성 측정을 위해 추가 기능 없이도, Osstell Classic은 실용적이고 간단한 솔루션을 제공합니다. Osstell의 근거 기반 RFA 기술을 활용하여 객관적이고 반복 가능한 안정성 평가를 제공하며, 이는 임상적 의사결정을 지원합니다.



내일의 치과 수술을 위한 당신의 나침반

W&H 구강 수술 컴퍼스는 구강 수술 및 임플란트 시술의 진단부터 치료, 최종 문서화에 이르기까지 각 단계별 치료 과정을 안내하는 실용적인 가이드입니다.



디지털 기술은 치과 치료를 혁신하고 있습니다. W&H는 장치, 소프트웨어 및 디지털 프로세스의 최적화된 통합을 통해 모든 치료 단계가 효율적이고 안전하며 환자 중심으로 이루어질 수 있도록 지원합니다. W&H 제품들은 서로 긴밀하게 연동되어 함께 작동하며, 상호 보완적인 역할을 합니다.

일회용 SmartPeg와 재사용 SmartPeg 비교

사양	일회용 SmartPeg	재사용 가능한 SmartPeg
취급:	멸균 처리되어 바로 사용 가능	비멸균 상태이므로, 검증된 세척 및 멸균이 필요합니다
폐기물:	사용당 폐기물 증가	시간 경과에 따른 폐기물 감소
워크플로우:	한 번의 치료 세션당 하나의 Peg	최대 20회까지 여러 번의 치료 세션
ISQ 정확도:	일관됨	일관됨
제품 범위:	전체 범위	주요 임플란트 브랜드 전체를 지원합니다
패키지:	5개입 블리스터 포장	1팩, 플라스틱 슬리브
유효기간:	5년	유효기간 없음



어떤 SmartPeg이 귀하의 임플란트에 적합한지 잘 모르시겠습니까?
 온라인 도구 **Find my SmartPeg**를 사용하여 올바른 SmartPeg를 식별하십시오.
 SmartPeg 임플란트 시스템용 SmartPeg 유형 및 버전.



제조업체:

Osstell AB
 Stampgatan 14
 411 01 Göteborg, Sweden
 t +46 31 340 82 50
 info@osstell.com
 osstell.com

이 이미지는 참고용으로만 제공됩니다. 표시된 추가 장비 및 액세서리는 기본 구성에 포함되지 않습니다.

20594 ARK Rev. 000 / 28.04.2026
 변경될 수 있음