

Osstell SmartPeg 原装产品

现亦可提供
可重复使用型产品



一次性使用型 SmartPeg
可重复使用型 SmartPeg

信赖测量值 唯一真实的值

SmartPeg 是 Osstell 经典原创 ISQ 技术体系的一部分，采用经过验证的 RFA 方法测量种植体稳定性。探索可靠的 ISQ 值所带来的差异，并了解为何 SmartPegs 是全球临床医生值得信赖的选择。

为何选择 Osstell SmartPeg?

源自 ISQ 的原创品牌。
临床文献与验证最为完备。

Osstell 是 ISQ 量表的开创者，其种植体稳定性检测技术，是全球范围内经临床验证最权威、应用最为广泛的解决方案。



查找可用的可重复使用型 SmartPegs

SmartPegs 最初以可重复使用版本的形式推出，适用于部分种植体系统。具体供应情况取决于当地市场批准。扫描二维码或访问 osstell.com/news/find-the-available-reusable-smartpegs/ 查看当前可用的可重复使用型 SmartPegs 列表。



不确定哪款 SmartPeg 适合您的种植体?

请使用我们的在线工具 **Find my SmartPeg**，为您的种植体系统匹配正确的 SmartPeg 型号和版本。



主要特点 和优势概览



材质：
铝



用于保护精密而敏感的种植体连接部位



基于原创
ISQ 技术



增强信心
与灵活性



经过科学
验证



可确保测量结果的
高可靠性



对每次测量
充满信心



可实现高
诊断确定性



功能



优势



两种版本 一种久经验证的解决方案

一次性使用型或可重复使用型无菌 SmartPeg。任你选择。兼具完全灵活性及相同的 ISQ 精准度，无需换算表即可直接使用。

一次性使用型 SmartPeg 无菌出厂，开袋即可使用

由于其具有无菌出厂、开袋即可使用等特点，因此对于追求一次性解决方案的临床医生而言，一次性使用型 SmartPeg 始终是最便捷之选。该产品可适配全球数百种主流种植体系统，覆盖范围极广，可为临床操作提供最大化的灵活适配性。

核心优势：

- › 无菌出厂，开袋即可使用
- › 杜绝清洁维护失误风险
- › Osstell 适配全球主流种植体系统，覆盖范围广泛

可重复使用型 SmartPeg 支持多达 20 次经认证的清洁维护循环

测量精度一致，经临床验证的 ISQ 数值精准可靠。新款可重复使用型 SmartPeg 采用与一次性无菌款相同的铝合金材质，可完整沿用经典 ISQ 测量法积累的海量临床数据，确保测量体系连贯统一。

核心优势：

- › 支持多达 20 次经验证的清洁维护循环
- › ISQ 测量精度与无菌一次性使用型 SmartPeg 完全一致
- › 激光刻印型号与批号，标识清晰可追溯
- › 采用黑色磁性涂层设计，既便于测量时定向识别，又能与一次性无菌款清晰区分
- › 采用专属防护涂层，性能持久耐用

REUSABLE

确保种植体稳定性的优选方案 Osstell Beacon

Osstell Beacon 能提供精确高效的种植体稳定性评估方法，从而使其成为现代牙科诊所的理想选择。凭借其直观的红绿灯引导技术和实时牙齿种植体稳定性测量方法，其能够提供有价值的见解来支持做出明智的临床决策并引导做出准确的治疗计划。

为了提供更多便利条件，Osstell Beacon 还提供一个基于云的免费平台——**OsstellConnect**，该平台不仅提供有价值的见解，还增强了与患者之间的沟通，简化了记录流程。



是不是要查找基础选项？ 了解 Osstell Classic

要获得可靠的种植体稳定性测量结果而无需增加额外功能，Osstell Classic 能提供一种切实可行的直观解决方案。其利用 Osstell 基于数千项科学研究的专有循证的 RFA 技术来提供客观、可重复的稳定性测量来支持做出临床决策。



引领牙科手术的未来

W&H 口腔外科指南针，为您提供贯穿口腔外科及种植学各个治疗步骤的实用指引，从诊断、治疗到最终存档，实现全程清晰导航。



数字技术正深刻革新牙科诊疗领域。W&H 以患者为中心，通过将设备、软件与数字化流程完美整合，助力用户实现高效、安全的全流程诊疗。W&H 全系产品互联互通、协同运作，实现优势互补。

一次性使用型与可重复使用型 SmartPeg 对比

规格	一次性使用型 SmartPeg	可重复使用型 SmartPeg
操作处理:	无菌, 开袋即可使用	非无菌, 需经验证的清洁与灭菌处理
废弃物:	每次使用产生更多废弃物	从长远来看, 产生的废弃物更少
工作流程:	单次治疗使用一枚 peg	可重复用于多达 20 次治疗
ISQ 准确度:	一致	一致
产品范围:	全系列覆盖	涵盖所有主流种植体品牌
包装:	5 件装, 泡罩包装	1 件装, 塑料套包装
有效期:	5 年	无有效期
	<p>不确定哪款 SmartPeg 适合您的种植体? 请使用我们的在线工具 Find my SmartPeg, 为您的种植体系统匹配正确的 SmartPeg 型号和版本。</p>	



制造商:

Osstell AB
Stampgatan 14
411 01 Göteborg, Sweden
t +46 31 340 82 50
info@osstell.com
osstell.com



WeChat

分销商:

W&H 中国
上海市闵行区中春路 7755 号 709-712 室
邮编: 201101
电话: 021-32091768
传真: 021-32091758
service.cn@wh.com
wh.com/cn

图片仅供参考。
标准配置中不含图片中展示的附加设备和附件内容。

20594 ASZH Rev. 000 / 28.04.2026
有可能更改