


Osstell ISQ値で、
あなたのインプラント治療を
サポートします。



Stampgatan 14, 411 01 Göteborg, Sweden
Phone: +46 31 340 82 50
info@osstell.com | www.osstell.com

Osstell Beacon Brochure
Osstell AB Date of issue: 2023-11-08 25103-02 GB



優れた物から、最高の物へ進化

直感的 | 簡単操作 | 手間不要

わずか数秒。インプラントの荷重準備完了を、Osstell beaconがあなたに知らせます。



結果を予測可能

弊社の測定法は、治療の偶然性を排除します。たとえ危険因子を持つ患者でも、インプラント安定性測定で、客観的指標が得られます。結果、より予測可能なインプラント治療を導入可能です。




治療期間を短縮

即時荷重が、更に普及しつつあります。患者は、結果を早期に得たいと願います。Osstell®ISQ値の導入で、必要とされる治療期間を判断可能です。不要な待機期間を無くし、治療期間を短縮します。



エビデンス豊富な測定法

1,400以上の学術論文に支えられた、弊社独自の測定法です。RFA(共振周波数分析)に基づき、十分にインプラントが安定しているか否かを判定します。その結果は、1~100のOsstell®ISQ値で表示されます。ISQ値が高いほど、インプラントはより安定しています。



Osstell ISQ スケール

Osstell Beaconは、1,400以上の学術論文に裏付けられた、エビデンスに基づくRFAテクノロジーを採用しています。詳しくは、osstell.com/scientific-databaseをご覧ください。

OsstellConnect

OsstellConnectは、クラウドベースのソリューションです。歯科医がデータを活用し、インプラント治療を強化する新しい方法を提供します。これは、50万件近くものOsstell®ISQ値を誇る、世界最大のインプラント・オンラインポータル(サイトの入口)です。OsstellConnectは現在無料です。Osstell Beacon及びOsstell IDxで接続可能です。

新しいOsstellConnectアプリを提供開始

スマートフォンとタブレットに最適化されたアプリです。お使いのインプラントの外箱をスキャンすれば、即座にインプラントの詳細が表示されます。また患者とのカウンセリング工程を簡単にし、かつクリニックのデータ分析機能にアクセスできます。さらに、お使いのモバイル機器にビーコンを直接接続し使用すれば、Osstell®ISQ測定値を簡単に記録可能です。

