

# Osstell ISQ 임플란트 치료를 가이드 합니다.



Stampgatan 14, 411 01 Göteborg, Sweden  
Phone: +46 31 340 82 50  
info@osstell.com | www.osstell.com

Osstell Beacon Brochure  
Osstell AB Date of issue: 2023-11-08 25103-02 KO



# 좋음을 넘어 위대함으로

직관적이고 | 빠르고 | 간단합니다

Osstell Beacon은 임플란트가 식립될 준비가 되었는지 몇 초 만에 알려줍니다.



## 예측 가능한 결과

당사의 방법은 위험을 제거합니다. 임플란트 안정성을 측정할 때 객관적인 값을 얻을 수 있어 위험 요소가 있는 환자의 경우에도 임플란트료를 보다 쉽게 예측할 수 있습니다.





## 치료 시간 단축

즉각적인 임플란트 식립이 보편화되고 있습니다. 환자들은 결과를 빨리 얻기를 원합니다. Osstell®을 사용하면 정말 필요한 만큼만 기다리면 됩니다.



## 입증된 방법

1,400개 이상의 과학적 연구를 기반으로 하는 당사 방법은 RFA를 기반으로 임플란트가 충분히 안정적인지 여부를 결정합니다. 결과는 1~100 사이의 ISQ 값으로 표시됩니다. ISQ가 높을수록 임플란트가 더 안정적입니다.



## Osstell ISQ 스케일

Osstell Beacon은 1,400개 이상의 과학적 연구로 뒷받침되는 독점적인 증거 기반 RFA 기술을 사용합니다. 자세한 내용은 [osstell.com/scientific-database](https://osstell.com/scientific-database) 를 방문하십시오.

## OsstellConnect

[OsstellConnect](#) 은 클라우드 기반의 환자 상담 솔루션이자 25만개 이상의 임상 데이터를 보유 중인 세계 최대 규모의 온라인 포털입니다. Osstell Beacon 및 Osstell IDx의 사용자라면 누구든 **무료**로 이용할 수 있습니다.

## 새로운 OsstellConnect 앱 소개

이제 모바일 및 태블릿으로도 이용 가능합니다. 임플란트 정보 라벨을 스캔하여 즉시 임플란트 세부 정보를 확인하고, 상담 프로세스를 간소화하며, 클리닉 데이터 인사이트에 액세스하며, Beacon을 모바일 장치에 직접 연결하여 ISQ 측정값을 손쉽게 기록할 수 있습니다.