


Osstell ISQ guia seus tratamentos com implantes



Stampgatan 14, 411 01 Göteborg, Sweden
Phone: +46 31 340 82 50
info@osstell.com | www.osstell.com

Osstell Beacon Brochure
Osstell AB Date of issue: 2023-11-08 25103-02 PT



Do Bom ao Ótimo

Intuitivo | Fácil de usar | Simples

O Osstell Beacon informa quando um implante está pronto para a carga em questão de segundos.



RESULTADOS PREVISÍVEIS

Nosso método elimina as chances. Ao medir a estabilidade do implante, você obterá um valor objetivo, tornando os tratamentos com implantes mais previsíveis - mesmo para pacientes com fatores de risco.




TEMPO DE TRATAMENTO REDUZIDO

A carga imediata está se tornando cada vez mais comum. Os pacientes querem resultados rápidos. Com Osstell®, você só espera o tempo necessário.



MÉTODO COMPROVADO

Apoiado por mais de 1400 estudos científicos, nosso método é baseado em análise de frequência de ressonância (RFA) para determinar se um implante é ou não estável o suficiente. O resultado é apresentado como um valor ISQ de 1-100. Quanto maior for o ISQ, mais estável é o implante.



A Escala Osstell ISQ

O Osstell Beacon utiliza a tecnologia RFA atestada por mais de 1400 estudos científicos. Visite osstell.com/scientific-database para saber mais..

O OsstellConnect

[O OsstellConnect](#) é um software hospedado na nuvem que oferece uma nova forma de os cirurgiões-dentistas usarem seus dados para aprimorar os tratamentos com implantes dentários. É o maior portal online de implantes do mundo, com mais de um quarto de milhão de pontos de dados. OsstellConnect atualmente é gratuito e acessível para Osstell Beacon e Osstell IDX.

Apresentando o novo aplicativo OsstellConnect

Otimizado para dispositivos móveis e tablets. Escaneie a caixa do seu implante para obter detalhes instantâneos, simplificar o processo de consulta, acessar insights de dados da clínica e registrar facilmente as leituras de ISQ com seu Beacon diretamente conectado ao seu dispositivo móvel.

