

Découvrez nos solutions de **stabilité des implants**



Osstell Beacon

Votre premier choix pour la stabilité des implants



Osstell Beacon offre une évaluation précise et efficace de la stabilité des implants, ce qui en fait un choix idéal pour les cabinets dentaires modernes. Grâce à son système intuitif voyants lumineux et aux mesures en temps réel de la stabilité des implants dentaires, il fournit des informations précieuses pour soutenir des décisions cliniques éclairées et guider la planification du traitement.

Pour plus de confort, l'Osstell Beacon est équipé d'**OsstellConnect**, une plateforme gratuite basée sur le Cloud qui permet d'obtenir des données précieuses, d'améliorer la communication avec les patients et de simplifier la documentation.

EN SAVOIR PLUS >



STABILITÉ ÉLEVÉE

STABILITÉ MOYENNE

STABILITÉ FAIBLE



Vous recherchez une option plus simple ? **Voici Osstell Classic**

Pour des mesures fiables de la stabilité de l'implant sans caractéristiques supplémentaires, l'Osstell Classic offre une solution pratique et directe. Il utilise la technologie RFA d'Osstell, fondée sur des données probantes, pour fournir des évaluations objectives et non invasives de la stabilité qui appuient la prise de décision clinique.



EN SAVOIR PLUS >



Combinez avec Implantmed de W&H pour un **flux de travail amélioré**

Améliorez votre flux de travail en combinant l'Osstell Beacon avec Implantmed Plus de W&H. Ce jumelage permet d'afficher la valeur ISQ sur l'écran d'Implantmed Plus, ce qui simplifie les procédures d'implantation. L'Osstell Classic peut également être utilisé avec l'Implantmed Plus, fournissant des mesures fiables de la stabilité de l'implant sans connectivité.

EXPLORER >



La solution pour la chirurgie du futur

Chirurgie orale et implantologie en parfaite harmonie pour la réussite de vos traitements.




PIÈCES À MAIN ET CONTRE-ANGLES



OSSTELL® IMPLANT STABILITY SOLUTIONS™



MODULES PIEZOMED PLUS ET CLASSIC



FONCTION TRAÇABILITÉ



MOTEUR ÉLECTRIQUE



COMMANDE AU PIED AVEC OU SANS FIL

Caractéristiques

en un coup d'œil

Caractéristiques	Osstell Beacon	W&H Osstell Classic
Contrôle de l'ostéointégration et évaluation de la stabilité de l'implant	✓	✓
La technologie Osstell à l'intérieur - par le créateur de la technologie, en constante innovation	✓	✓
Échelle ISQ fondée sur des données probantes et étayée par plus de 1 500 études scientifiques (lors de l'utilisation des SmartPegs d'Osstell).	✓	✓
Protocole guidé par des icônes pour la prise de mesures de l'ISQ BL et MD	✓	✓
L'écran affiche les mesures BL et MD ISQ enregistrées	✓	
Compréhension facile des résultats du diagnostic grâce à l'indication des voyants lumineux (rouge, jaune, vert)	✓	
Solution basée sur le Cloud pour la planification du traitement, la communication et les informations incluse gratuitement	OsstellConnect	
Connexion sans fil pour l'enregistrement automatique précis et la documentation des mesures ISQ dans OsstellConnect	✓	
Connectivité avec le moteur d'implantologie et le logiciel exclusif pour la mesure de l'ISQ, afin d'optimiser le flux de travail numérique.	W&H Implantmed Plus	
Connectivité sans fil avec d'autres appareils	✓	
SmartPegs	Usage unique	
On/Off	Capteur de mouvement	Bouton
Type de batterie	Lithium ion	
Autonomie de la batterie en cas de mesure continue	+ de 12 heures	
Garantie	2 ans	1 an

Osstell AB

Stampgatan 14, 411 01 Gothenburg, Sweden
 Phone +46 31 340 82 50
 info@osstell.com | www.osstell.com

W&H France

4 rue Ettore Bugatti 67201 Eckbolsheim France
 Téléphone +33 3 88 77 47 97
 commercial.fr@wh.com | www.osstell.com

Les photos sont fournies à titre d'illustration uniquement. Les équipements et accessoires supplémentaires illustrés ne sont pas fournis par défaut.

20589 AFR Rev. 000 / 04.04.2025
 Sous réserve de modifications